


core:line



aview:NeuroCAD


| AI 기반 뇌출혈 검출 · 진단 보조 소프트웨어

뇌출혈을 자동으로 검출 · 분석하여 의료진의 진단을 보조합니다.


의료 AI 기술을 기반으로 뇌 CT 영상 내에 출혈량을 자동으로 분석하고,
중증 환자를 우선적으로 선별하여 의료진의 뇌출혈 진단을 보조합니다.

뇌출혈 자동 검출 · 분석

뇌 CT 영상 내 출혈량을 자동으로 분석합니다.



* 뇌 CT 영상을 이용한 인공지능 기반 뇌출혈 진단 보조 소프트웨어
AVIEW NeuroCAD의 유효성을 평가하기 위한 다기관, 단일군, 후향적 검증임상시험
(임상시험기관: 서울 아산병원, 기간: 2021.06.04~2021.09.06)




우선순위 자동화

중증 환자를 우선적으로 선별하여

Worklist를 정렬합니다.

자동으로 분석된 환자의 출혈량을 표기하고

의심부위의 Preview를 제공합니다.



2D & 3D Viewer

웹 기반의 2D, 3D Viewer로

출혈량과 분포를 정밀하게 확인하세요.

MPR 영상 및 원하는 레이아웃(1x1~5x5)을

선택할 수 있습니다.





aview:NeuroCAD

AI 기술로 뇌출혈을 검출 · 분석하고 의료진의 진단을 보조합니다.

core:line

(주)코어라인소프트

서울특별시 마포구 동교로19길 12 (서교동) (우)04001

TEL | 070-7711-6061 FAX | 02-571-7324

E-MAIL | d_sales@corelinesoft.com HOMEPAGE | www.corelinesoft.com